



Aquatec® | **Pico**

Família Pico - Soluções modulares
para o duche



Aquatec Pico



Aquatec Pico

- 3 modelos disponíveis
- Base de assento anti derrapante.
- O encosto pode ser montado á frente ou atrás
- Apoios de pernas reguláveis em altura
- Ponteiros com bases redondas em borracha, anti derrapantes.
- Componentes fáceis de montar e desmontar e sem ferramentas.
- Pernas Reguláveis em altura 425 a 575 mm
- Peso máximo utilizador : 160 kg.



Aquatec Pico 3 em 1 - Cadeira de duche com dispositivo sanitário

- Multifuncional, sólida e regulável em altura
- Versátil : cadeira de duche, quadro de sanita e cadeira sanitária
- Funcional e modular. Componentes fáceis de montar e desmontar e sem ferramentas.
- Totalmente anti corrosiva.
- Pernas reguláveis em altura 425 a 575 mm
- Peso máximo utilizador 160 kg

Características



Banco de duche Pico



Banco de duche Pico com apoios de braços



Cadeira de duche Pico com os apoios de braços desmontados



Cadeira Aquatec Pico 3 em 1 com o encosto e 1 dos apoios de braço desmontados.



Cadeira Aquatec Pico 3 em 1 - A aparadeira é facilmente amovível (por trás, pela frente e lateralmente)





Cadeira Aquatec Pico 3 em 1 com o encosto desmontado.

Dados Técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Referência	Aquatec Pico	Aquatec Pico - 3 em 1
Banco de duche	9.20.001	
Banco de duche com apoios de braços	9.21.001	
Cadeira de duche completa	9.22.001	1525887
Encosto (Peças)	16469	
Apoios de braços (par) (Peças)	16468	
Dimensões		
Largura de assento	430 mm (A)	430 mm (A)
Profundidade de assento	420 mm (B)	420 mm (B)
Altura do assento / chão (sem aparadeira)	425 - 575 mm (C)	425 - 575 mm (C)
Largura total	575 mm (D)	575 mm (D)
Profundidade total	520 mm (E)	520 mm (E)
Altura total	825 - 975 mm (F)	825 - 975 mm (F)
Altura dos apoios de braços	605 - 755 mm (G)	605 - 755 mm (G)
Distância entre apoios de braços	430 mm (H)	430 mm (H)
Distância entre regulações	25 mm	25 mm
Largura recorte/ orifício sanitário	180 mm	215 mm
Profundidade recorte/orifício sanitário	145 mm	250 mm
Informação adicional		
Peso do banco de duche	3,2 kg	3,2 kg
Peso do banco de duche com apoios de braços	4,1 kg	4,1 kg
Peso da cadeira de duche só com encosto	4,8 kg	4,8 kg
Peso da cadeira de duche completa	4,8 kg	4,8 kg
Peso máximo de utilizador	160 kg	160 kg
Côr	Branco	Branco



Tlf.: 225 105 946
 Fax: 225 105 739
 marketing.pt@invacare.com
 www.invacare.pt

Invacare Portugal
 Rua da Estrada Velha, 949
 4465-784 Leça do Balio
 Portugal

Trusted Solutions,
 Passionate People

