

medi Posture plus force

T-shirt para correção da postura



Indicações


Todas as indicações para correção postural, como, por ex.:

- hipercifose dorsal, com dor crónica nas costas
- dores relacionadas com a postura da coluna vertebral
- fraqueza muscular e/ou desequilíbrio na zona das costas e ombros


Modo de ação

- o reforço que é incorporado no tecido faz com que o tronco se mantenha direito, corrigindo assim a postura
- os músculos do tronco e dos ombros são ativados tendo assim uma ação preventiva em desvios, fraqueza e/ou desequilíbrio muscular da coluna vertebral. O reforço muscular não é sentido, mas melhora a mobilidade e reduz a dor

Vantagens do produto




Fecho éclair para vestir e despir mais facilmente.



Costuras elásticas planas para máximo conforto.



Faixas de tensão não elásticas que exercem tração, para o realinhamento postural.



preto

branco


Mulher



circunferência do peito (cm)	82 – 87	88 – 93	94 – 99	100 – 105	106 – 111
circunferência da cintura (cm)	64 – 69	70 – 75	76 – 81	82 – 87	88 – 93
tamanho	XS	S	M	L	XL
referência	G.831.◊21	G.831.◊22	G.831.◊23	G.831.◊24	G.831.◊25

◊ = preencher para cor: 5 = preto, 7 = branco

Homem



circunferência do peito (cm)	92 – 97	98 – 103	104 – 109	110 – 115	116 – 121
circunferência da cintura (cm)	82 – 87	88 – 93	94 – 99	100 – 105	106 – 111
tamanho	S	M	L	XL	XXL
referência	G.831.◊12	G.831.◊13	G.831.◊14	G.831.◊15	G.831.◊16

◊ = preencher para cor: 5 = preto, 7 = branco