

# OPÇÕES E ACESSÓRIOS



## TECIDOS



Tecido respirável Vented

## APOIOS DE PÉS



Plataforma única



Plataformas de alumínio reguláveis em ângulo



Apoios de pés eleváveis

## APOIOS DE BRAÇOS



Apoios de braços em forma de T reguláveis em altura (com utilização de ferramentas)



Apoios de braços ajustáveis em altura

## ENCOSTO



Punhos reguláveis em altura

## APOIOS DE CABEÇA



Apoio de cabeça skay com encosto em tecido



Apoio de cabeça anatômico com encosto de tela



Apoio de cabeça skay com encosto anatômico



Apoio de cabeça anatômico com encosto anatômico



## ANATÓMICOS E CINTOS

Encosto  
anatômico

Assento anatômico sem  
receptáculo para fins sanitários



Assento anatômico  
com receptáculo para  
fins sanitários



Cunha abductora



Cinturón



Modelo Breezy Premium com encosto  
reclinável e conjunto de anatômicos

## RODAS



Rodas dianteiras pneumáticas de 8"x2"



Rodas dianteiras maciças de 8"x2"



Rodas dianteiras maciças de 6"



Rodas traseiras de 12"  
(pneumáticas ou maciças)

## TRAVÕES



Alargador de travão



Travão de tambor para roda de 24" e 12"

## DIVERSOS



Mochila



Porta documentos



Mesa



Suporte para soro



Suporte para canadianas



Porta garrafa de oxigénio



Rodas de trânsito



Rodas anti capotagem



Sistema duplo amputado

**Outras opções:** sistema de hemiplégico, apoios de pés curtos, apoios de pés fixos, sistema contra o dobragem...

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura do assento	37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm	Comprimento total do modelo reclinável com rodas de 12"	105 cm (79,5 cm sem apoios de pés)
Profundidade do assento	42 cm	Altura total	94 cm (128 cm com encosto reclinável e apoio de cabeça)
Altura do assento	50,5 cm	Ângulo do assento	3°
Altura do encosto	44,5 cm (82 cm com encosto reclinável e apoio de cabeça)	Ângulo do encosto	8°
Largura total	Largura do assento + 19 cm (rodas de 24") Largura do assento + 16,5 cm (rodas de 12")	Cores	Verde musgo, vermelho rubi, azul marinho e cinza antracite
Comprimento total com rodas de 24"	103 cm (76,5 cm sem apoios de pés)	Peso máximo do utilizador	125 kg
Comprimento total com rodas de 12"	95 cm (68,5 cm sem apoios de pés)	Peso	Desde 16.5 kg (cadeira completa)*
Comprimento total modelo reclinável	113 cm (87,5 cm sem apoios de pés)	Largura fechada	31 cm

\* Modelo Breezy Premium Configuração standard, largura 43.  
Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de modificar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España  
Tel.: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75  
www.SunriseMedical.pt



Rev.8- novembro 2024

