






Ficha Técnica AGADERM

1. Tipo de Produto				
Biocida Grupo 1, tipo de produto 1				
2. Identificação do Produto				
Solução alcoólica, anti-séptico e bactericida com dermoprotector – Desinfectante de mãos.				
30 ml		1000 mL		
500 mL		5000 mL		
3. Composição/Informação sobre os componentes				
Substâncias Activas			Quantitativos/ % volume	Nºs CAS
C ₂ H ₅ OH	Etanol (álcool etílico)	Alcohol	35mL	64-17-5
C ₃ H ₈ O alcohol	n-Propanol (álcool propílico normal)	Propyl	38mL	71-23-8
Excipientes			Quantitativos	Nºs CAS
Água Purificada			q.b./100mL	7732-18-5
Peg7 Glyceryl Cocoate			2,5 g	68201-46-7
C.I. 42051 (E131) Patent Blue V			0,00015 g	3536-49-0
4. Fabricante				
Fabricante		AGA – Alcool e Géneros Alimentares, S.A.		
Endereço		Rua Professor Henrique de Barros N.º 8-8 A - 2685-338 . Prior velho		
Número de Telefone		21940 92 00 - 21940 92 40		
Número de FAX		21940 92 60 - 21940 92 61		
E-mail		info@aga.pt		
Página de Internet		http://www.aga.pt		
Número de Telefone de Urgência (CIAV)		808 250 143		
5. Características Físicas				
<ul style="list-style-type: none">LíquidoAzulCheiro etéreoLímpido		<div></div> <p>Perigo</p> <p>Líquido e vapor altamente inflamáveis. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar sonolência por inalação.</p>		
6. Especificação				
DETERMINAÇÕES		MÉTODO	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto		Visual	x	Líquido
Cor		Visual	x	Azul
Odor		Olfactivo	x	Etéreo
Identificação de corante		TLC	x	Positiva
pH		F.P.	x	6,0-8,0
Densidade		F.P.	g/cm ³	0,850-0,870
Resíduo seco		F.P.	% m/v	2,0-3,0
7. Modo de Utilização				
Indicações e Modo de usar:		Precauções:		
<ul style="list-style-type: none">Desinfecção e protecção das mãos e pele sã.Verter uma porção sobre as mãos, friccioná-las em rotação e insistindo nos espaços interdigitais, pelo menos 30 segundos.Pode ser utilizado sem água após a lavagem das mãos.Pode usá-lo repetidamente sem qualquer dano para a pele.		<ul style="list-style-type: none">SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, e se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes—Não fumar.Manter fora do alcance das crianças. <p>Contra-indicações: Não há qualquer registo de reacções adversas.</p>		



Ficha Técnica AGADERM

8. Organismos Alvo			
<u>Actividade Bactericida Eficaz</u> (Incluindo bactericida industrial)	<u>Actividade Fungicida Eficaz</u>	<u>Actividade Bactericida "In Vivo" Eficaz</u>	<u>Activida Virucida Eficaz</u>
Estirpes de referência: <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	Estirpes de Referência: <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Higienização de mãos e Desinfecção Cirúrgica de mãos Estirpes de Referência: <i>Escherichia coli</i> K12NCTC 10538	Estirpes de Referência: Adenovírus ATCC VR-5 Poliovírus Tipo1, LSc-2ab
9. Locais de Aplicação			
Pele sã e mãos: desinfecta e protege.			
10. Incompatibilidades			
Não conhecidas			
11. Conservação			
Na embalagem original. Em lugar seco e fresco. Válido por cinco anos.			
12. Informação Bibliográfica			
Classificação segundo o D.L. 121/2002 de 3 de Maio Regulamento 1272/2008 (CLP- GHS) Regulamento Europeu 528/2012 (BPR) Avaliação da Eficácia: EN 12791 EN 1276 EN1500 EN 1275 EN 1040 EN14476 (condições sujas) EN 1650			