

NEON²

VERSATILIDADE E ESTILO COM UM ENCARTE COMPACTO



NEON²

MODERNA, COMPACTA... ÚNICA!!

Design elegante e uma ampla gama de opções: a nova cadeira de rodas de alumínio Neon2 transmite personalidade. Grande eficiência na condição e um encarte compacto devido ao desenho aberto da estrutura traseira e ao novo sistema de encartar sem esforço. Poderá transportá-la até no carro mais pequeno.

Porque cada utilizador é único, a cadeira também o deveria ser; Converta a Neon2 no reflexo da sua personalidade. Poderá seleccionar a cor da estrutura entre uma ampla paleta de 32 cores, juntar toques de cor na tela e inclusivamente personalizar a cor das jantes e forqueta da roda dianteira. Irá dar nas vistas!

E tudo isto com a melhor relação qualidade-preço. Aprecie uma viagem em primeira classe com a nova Quickie Neon2!

// CONFORTO E ESTILO

Junte um toque de cor à tela de encosto EXO selecionando os frisos em vermelho, azul, cor-de-laranja, preto ou cinzento prata.



// A VIDA É COR!

Por isso Neon2 oferece a possibilidade de selecionar entre 32 cores distintas para a estrutura. Mate, brilhante ou metalizado. Já sabe qual irá escolher?



// COM O LOOK MAIS FRESCO

5 cores anodizadas disponíveis como opção para personalizar a forqueta e as jantes das rodas dianteiras.



//PERSONALIZAÇÃO ATÉ AO MÍNIMO DETALHE

Complete a configuração da cor e selecione a opção de cores anodizados para o carreto e jante das rodas ligeiras de 24".



VERSATILIDADE SURPREENDENTE

O ponto chave da NEON2 é o seu chassis reforçado de estrutura aberta. A rigidez da cruzeta e os tubos do assento proporcionam uma condução eficiente porque se reduzem as folgas e a perda de efetividade durante a propulsão - tudo isso sem esquecer as vantagens de um chassis de encartar.

E falando de encarte, o design único da traseira do chassis permite umas dimensões muito compactas para poupar espaço quando se arruma a cadeira. Os apoios de pés desmontáveis não só se rebatem para facilitar as transferências, como também se podem retirar completamente. Se a isto juntarmos a opção de encosto dobrável que se abate para a frente, o resultado é uma cadeira tão compacta que entra até no carro mais pequeno.

Mas a versatilidade da Neon2 não termina aqui. A placa do eixo de alumínio é moderna e resistente e permite ajustes simples tanto na altura traseira como no centro de gravidade da cadeira. Precisa de ajustar o ângulo do encosto? Não é problema com a opção de encosto ajustável em ângulo!





1 Ângulo de encosto (opção)

Permite modificar o ângulo do encosto para garantir uma postura cómoda e ergonómica.

2 Centro de Gravidade

Deslocando a placa do eixo podemos configurar a cadeira para uma condução mais ativa ou mais passiva.

3 Altura traseira do assento

Ajusta a altura do assento dependendo das necessidades de cada utilizador.



// ENCARTE COMPACTO COM APOIOS DE PÉS DESMONTÁVEIS

A possibilidade de mover os apoios de pés para dentro ou para fora, permite aceder a locais reduzidos ou estritos, facilitando as transferências e ainda se os retirar poderá obter um encarte compacto da cadeira.



NEON²

APROVADA PARA O
TRANSPORTE EM
VEÍCULOS



CARACTERÍSTICAS E OPÇÕES NEON 2

Configure a cadeira de acordo com as suas necessidades individuais - Consulte no formulário de encomenda a gama completa de acessórios disponíveis para a Neon 2.



// JUNTE COR NA TELA

A tela de encosto EXO proporciona conforto e o toque de elegância que procura para a sua cadeira. Além disso permite personalização com frisos em 5 cores.



// VÁRIOS TIPOS DE PUNHOS

Selecione o modelo que melhor se adapta às suas necessidades: há compridas, ajustáveis em altura ou dobráveis.



// ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ÂNGULO (OPÇÃO)

Resistente e muito fácil de regular desde -15° até 13° em relação à estrutura (em incrementos de 4°).



// FORQUETA DE BRAÇO ÚNICO (OPÇÃO)

A forqueta de braço único proporciona robustez com um original design e juntamente com a forqueta de alumínio em cor darão esse toque especial à sua cadeira.



// PLATAFORMA DOS APOIOS DE PÉS EM CARBONO (OPÇÃO)

Ajuda a reduzir o peso da cadeira e é ajustável em ângulo e profundidade, além de ser abatível para um dos lados.



// PROTETOR LATERAL DE CARBONO (OPÇÃO)

Uma opção leve e com estilo que dará à sua cadeira um toque desportivo.



// ENCOSTO PARTIDO (OPÇÃO)

O encosto abate-se para a frente assegurando a configuração mais compacta possível, para um transporte mais cómodo.



// AROS SURGE® LT (OPÇÃO)

Aros com forma ergonómica ovalada e faixa de borracha Gripton na parte superior, para melhorar a tração.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NEON 2 // CADEIRA DE RODAS DE ENCARTAR

Peso máximo do utilizador:	120 kg (140 kg com estrutura reforçada)	Ângulo do encosto:	-15° a +13° (em incrementos de 4°)
Chassis:	Com apoios de pés desmontáveis	Centro de Gravidade (COG):	2 a 12 cm
Largura do assento:	30 a 50 cm	Rodas traseiras:	22" / 24" / 25" / 26"
Profundidade do assento:	34 a 50 cm	Camber:	0° / 2° / 4°
Altura dianteira do assento:	35 a 57 cm	Peso da cadeira:	desde 11,5 kg
Altura traseira do assento:	33 a 53 cm (ajustável)	Cores do chassis:	32
Altura do encosto:	25 a 47,5 cm	Crash tested:	Sim

Tolerância de fábrica: +/- 1cm

Para mais informações sobre opções e disponibilidades, consulte o formulário de encomenda.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o design dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

